茯神配方颗粒

Fushen Peifangkeli

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf 的干燥菌核中间抱有松根的白色部分经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取茯神饮片 20000g, 加水煎煮, 滤过, 滤液浓缩成清膏 (干浸膏出膏率为 1%~2.5%), 加入辅料适量, 干燥 (或干燥, 粉碎), 再加入辅料适量, 混匀, 制粒, 制成 1000g, 即得。

【性状】 本品为黄白色至灰黄色的颗粒;气微,味淡

【鉴别】 取本品 1g, 研细,加 70%乙醇 25ml,加热回流 30 分钟,滤过,滤液浓缩至 1ml,作为供试品溶液。另取茯神对照药材 1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典 2020 年版通则 0502)试验,吸取供试品溶液 2μl、对照药材溶液 10μl,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(3:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以茚三酮试液,在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法(中国药典 2020 年版通则 0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 同〔含量测定〕项。


参照物溶液的制备 取茯神对照药材 1g,置具塞锥形瓶中,加水 25ml,加热 回流 30 分钟,放冷,摇匀,滤过,取续滤液 10ml,蒸干,残渣加 10%甲醇使溶解,转移至 5ml 量瓶中,加 10%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,作为对照 药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下的对照品溶液作为鸟苷对照品参照物溶液。再取尿苷对照品、腺苷对照品适量,精密称定,加 10%甲醇制成每 1ml 各含 30μg 的溶液,作为尿苷、腺苷对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取对照药材参照物溶液 3µl、对照品参照物溶液与供试品溶液各 1µl,注入超高效液相色谱仪,测定,即得。

供试品色谱中应呈现 4 个特征峰, 并应与对照药材参照物色谱中的 4 个特征峰保留时间相对应; 其中峰 1、峰 3、峰 4 应分别与尿苷、腺苷、鸟苷对照品参照物峰保留时间相对应。与腺苷对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰, 计算峰 2 与

S峰的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为: 0.82(峰2)。



峰 1: 尿苷 峰 3 (S): 腺苷 峰 4: 鸟苷

色谱柱: ACQUITY UPLC HSS T3, 2.1mm×150mm, 1.8μm

【检查】应符合颗粒剂项下有关的各项规定(中国药典 2020 年版通则 0104)。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(中国药典 2020 年版通则 2201)项下的 热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于 12.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法(中国药典 2020 年版通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为150mm,内径为2.1mm,粒径为1.8μm);以乙腈为流动相 A,以0.1%磷酸溶液为流动相 B,按下表中的规定进行梯度洗脱;流速为每分钟0.25ml;柱温为35℃;检测波长为260nm。理论板数按鸟苷峰计算应不低于5000。

时间 (分钟)	流动相 A (%)	流动相 B(%)
0~5	0	100
5~10	0→7	100→93
10~15	7→15	93→85
15~18	15	85
18~20	15→90	85→10

对照品溶液的制备 取鸟苷对照品适量,精密称定,加 10%甲醇制成每 1ml 含 15μg 的溶液,即得。

供试品溶液的制备 取本品适量,研细,取约 1g,精密称定,置具塞锥形瓶

中,精密加入 10%甲醇 20ml,密塞,称定重量,超声处理(功率 250W,频率 40kHz) 30 分钟, 放冷, 再称定重量, 用 10%甲醇补足减失的重量, 摇匀, 滤过, 取续滤液,即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 1µl, 注入超高效液相色 谱仪,测定,即得。